



relaxmyway

CELLUMAX





< relaxmyway

De când a fost înființată compania în anul 2000, numele CASADA a însemnat produse de calitate superioară în sectorul wellness și fitness.

Azi, produsele CASADA sunt disponibile pe plan mondial. Ceea ce se distinge la produsele CASADA este continua lor dezvoltare, design-ul inconfundabil și concentrarea lor absolută asupra îmbunătățirii calității vieții precum și calitatea lor durabilă și excelentă.

Felicitări

Prin achiziționarea acestui dispozitiv de masaj ați demonstrat că aveți grijă de sănătatea dvs.

Pentru a putea beneficia de avantajele acestui dispozitiv de masaj pentru o perioadă lungă de timp, vă rugăm să citiți și să respectați toate instrucțiunile de siguranță.

Sperăm să vă bucurați pe deplin de dispozitivul dvs. personal **Cellumax**.

Cuprins

4	Instrucțiuni de siguranță
4	Pornire
5	Date tehnice
5	Echipament Funcții
6	Aplicare
6	Depanare
7	Depozitare
7	Declarație de conformitate
7	Condiții de garanție

Instrucțiuni de Siguranță



Vă rugăm să citiți următoarele instrucțiuni cu atenție înainte de a folosi dispozitivul de masaj pentru a vă asigura că funcționează corespunzător și în mod optim. Vă rugăm să păstrați aceste instrucțiuni de folosire într-un loc sigur!

- Dispozitivul de masaj se conformă pentru a recunoaște principiile tehnice și regulamente de siguranță actuale.
- Dispozitivul de masaj nu necesită întreținere. Orice posibile reparații pot fi efectuate numai de experții autorizați. Utilizarea necorespunzătoare și reparațiile neautorizate nu sunt permise din motive de siguranță și duc la pierderea garanției.
- Evitați să atingeți fișa de conectare cu mâini umede.
- Evitați contactul dispozitivului cu apa, temperaturile ridicate și expunere directă la lumina soarelui.
- Pentru a evita pericolul de scurtcircuit, deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare dacă nu este utilizat o perioadă mai lungă de timp.
- Nu utilizați nici un cablu sau fișă de conectare deteriorată sau prize desfăcute. Dacă cablurile sau fișele de conectare sunt deteriorate, acestea trebuie înlocuite de producător, reprezentantul de service sau de personal calificat. În caz de defecțiune, deconectați imediat de la rețeaua de energie electrică. Utilizarea greșită sau incorectă duce la exonerarea de orice răspundere pentru daune.
- Copiii trebuie să utilizeze dispozitivul doar sub supravegherea corespunzătoare.
- Nu depășiți durata zilnică recomandată de masaj de 30 de minute pentru a evita efortul excesiv asupra mușchilor și nervilor.
- Nu utilizați niciodată obiecte ascuțite sau cu vârf.
- Orice masaj – și masajul tălpilor – trebuie evitat în timpul sarcinii și/sau în cazul în care acuzați una sau mai multe din următoarele afecțiuni: răni recente, boli trombotice, inflamații și umflături de orice fel, și cancer. Se recomandă consultarea unui medic înainte de orice tratament al afecțiunilor și bolilor.
- Dacă depindeți de asistență electrică cum ar fi un pacemaker, vă rugăm să vă consultați doctorul înainte de utilizarea dispozitivului.

Pornire

CONECTAREA CABLULUI

VERIFICAȚI FIȘA DE CONECTARE ÎNAINTE DE UTILIZARE, APOI CONECTAȚI CABLUL DE ALIMENTARE LA SURSA DE REȚEA. ACUM PORNIȚI DISPOZITIVUL CU ROTIȚA DE CONTROL.

Date Tehnice Cellumax

Dimensiuni:	19 x 10,5 x 17,5 cm
Greutate:	1 kg
Sursă de energie:	AC 220 – 240 V, 50 Hz
Capacitate nominală:	25 Watt

Certificate:



Echipament | Funcții



CelluMax – masaj cu un efect adânc. Două capete de masaj diferite, ușor interschimbabile activează sistemul nervos și circulator în două moduri diferite. Circulația sângelui în zona masată este activată.

Manipulare ușoară: datorită roțiței de control, viteza dispozitivului CelluMax poate fi reglată fără nici un fel de stadii de nivel și face posibil un masaj mai individual. Funcția de încălzire integrată intensifică efectul de profunzime. CelluMax poate fi utilizat împreună cu de ex. cremă pentru celulită pentru a obține rezultate mai bune. Husa se poate scoate și spăla. Mânerul special curbat este acoperit cu un material anti-alunecare proiectat pentru a asigura o utilizare ușoară și sigură.

[1] **ROTIȚA DE CONTROL PORNIT | OPRIT | INTENSITATE**

[2] **CAP PLAT** Această parte superioară masează ușor și este potrivită pentru zone sensibile cum ar fi fața (vă rugăm utilizați cu capac pentru ca să nu vă încurce părul).

[3] **CAP CU ROLE** Forma acestei părți superioare încântă cu un masaj revigorant: sistemul nervos și circulator ambele sunt activate, și circulația sângelui susținută. Este potrivit a fi utilizat în special cu cremă pentru celulită (vă rugăm să scoateți capacul).



Aplicare

CelluMax masează țesutul conjunctiv și susține circulația sângelui, eliminând toxinele. Afectează țesutul adipos, îl încălzește și îl elimină. Utilizând CelluMax vă readuce corpul în formă, masează părțile obosite și tensionate ale corpului și pline de celulită.

Totuși, trebuie să fiți conștient de greutatea dvs. Greutatea în exces va cauza o depozitare sporită de grăsime în celulele dvs. adipoase. Prin urmare o dietă echilibrată este foarte importantă. Exercițiile pentru abdomen, fese și coapse vă vor face mușchii fermi și vă vor ajuta să ardeți grăsimile. Cu numai 20 de minute pe zi puteți obține rezultate remarcabile.

Masând anumite zone afectate se activează circulația sângelui și metabolismul. După duș, la picioare și fese ar trebui să folosiți apă rece. Luați în considerare de asemenea că prin nicotină vasele de sânge se îngustează și ci metabolismul este împiedicat.



Depanare

DEFECT

Dispozitivul de masaj nu funcționează chiar dacă e conectat la sursa de alimentare.

SOLUȚIE

- Verificați dacă fișa de conectare este bine conectată și dacă funcționează.
- Dispozitivul de masaj ar putea fi supraîncălzit de la utilizare prelungită. Se va răci automat pentru a-și relua starea normală. Vă rugăm să-l opriți și să-i permiteți să se răcească timp de 40 până la 50 de minute.

Depozitare

1. Depozitare recomandată: în spațiu uscat, fără praf. Vă rugăm să înfășurați cablul.
2. Nu-l păstrați lângă un încălzitor sau o flacără deschisă. Nu-l expuneți direct la soare.

Declarație de Conformitate

Este conform Standardelor de Reglementare Europeană, a Directivelor EMC 2014/30/UE și LVD 2014/35/UE

Condiții de Garanție

Comerciantul garantează o perioadă de garanție legală pentru produsul descris pe verso. Garanția se aplică de la data achiziționării. Data achiziționării trebuie arătată pe dovada de cumpărare. Comerciantul va repara sau înlocui gratuit produsele care sunt înregistrate în Germania în care s-a constatat un defect. Acest lucru nu include părțile supuse uzurii cum ar fi husele din materiale. Cerința este ca dispozitivul defect să fie trimis cu dovada de cumpărare înainte de expirarea perioadei de garanție.

Reclamația de garanție nu se va aplica dacă defectul este determinat că a fost cauzat de ex. de influențe externe sau ca rezultat al unei reparații sau modificări care nu a fost efectuată de producător sau de un dealer autorizat.

Garanția din partea comerciantului este limitată la repararea sau schimbarea produsului. În cadrul acestei garanții, producătorul sau comerciantul nu-și va asuma nici o răspundere ulterioară și nu este responsabil pentru daunele care s-au ivit ca rezultat al neconformității cu instrucțiunile de utilizare și/sau utilizare necorespunzătoare a produsului.

Dacă la examinarea produsului de către producător se constată că cererea de garanție nu se referă la un defect acoperit de garanție sau că perioada de garanție a expirat, clientul trebuie să suporte costurile de inspecție și reparație.

Notificare legală: Nimic din acest conținut nu are valoare de vindecare. Diagnosticul și tratamentul pentru boli și alte afecțiuni fizice necesită tratamentul unui doctor, medic de terapie alternativă sau terapeut. Declarațiile sunt exclusiv informative și nu trebuie utilizate ca înlocuire a tratamentului medical. Fiecare utilizator este instruit să-și evalueze cu grijă situația și, unde e cazul, să consulte un medic specialist pentru a determina dacă este aplicarea dispozitivului este potrivită în cazul său specific. Fiecare utilizare sau terapie este efectuată pe riscul său utilizatorului. Ne disociem de orice promisiuni sau declarații de vindecare.

Casada International GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Germany
info@casada.com
www.casada.com

Copyright Imaginile și textele copyright se supun drepturilor de autor ale Casada International GmbH și nu pot fi folosite în alte scopuri fără confirmare expresă.
Copyright © 2018 CASADA International GmbH.
Toate drepturile rezervate.



