


HILTON III

MASSÁZSFOTEL


< time**to**relax



 **braintronics**[®]
brainwave stimulation system


CASADA
healthcare

KÜLÖNLEGESSÉGEK



BRAINTRONICS

A braintronics® technológia audióstimuláció segítségével szinkronizálja az Ön agyhullámain. Egy speciálisan kifejlesztett masszázsprogram kombinációjával pihenteti az Ön stressztől terhes szervezetét.



SHIATSU

A Shiatsu (ujjnyomás) a testterápia egy Japánban kifejlesztett formája. Ez a masszázs technika gyengéd, ritmikus, mélyen ható nyújtásokból és rotációból áll. A Shiatsunak a célja, hogy a test egyes pontjait stimulálja és az izomzatot mobilizálja.



2D MASSÁZS

A 2D masszázsmechanizmus lehetővé teszi a masszázsfotel számára az Ön hátának a méretezését és arra is képes, hogy az Ön gerincoszlopa szakaszainak pontos pozícióit felismerje.



GYÚRÁS

A bőrt és az izomzatot vagy a hüvelykujj és a mutató ujj között vagy mindkét kézzel fogja meg és gyúrja. Ezt a masszázstechnikát elsősorban a feszültségek oldására használják.



YOGA

A célzott nyújtó masszázs aktiválja a testét és élénkítő hatással van az egész szervezetre.



KOPOGTATÁS

A tenyér éle, a kéz síkja vagy az ököl rövid, kopogtató mozgásokat fejt ki. Ezáltal támogatja a vérkeringést és lazítja a feszült izomzatot. Ha a kopogtatás a tüdő magasságában történik, akkor a tüdőben található, letapadt váladék feloldását is javítja.



GYÚRÁS ÉS KOPOGTATÁS (DUAL ACTION)

Ennek során a gyúrás és a kopogtatás technikáit kombinálja, hogy egyszerre oldja a feszültségeket és javítsa a vérkeringést.



GÖRGETÉS

A görgetés egy kellemes váltakozás az izomzat feszítése és oldása között és emiatt különösen nyugtatóan és pihentetően hat. Ezt a technikát gyakran a masszázs lezárásakor, az izomzat lazítására és pihentetésre használják.



MELEGÍTÉS

Olyan mélyen ható és meleget sugárzó hatás, melynek során tökéletesen el lehet lazulni. Ez a funkció a mélyre jutó hatékonysága miatt különösen jótékony az izomfeszültségekre.



LÁBGÖRGŐK

A lábmasszázs luxusa – még a lábgörgők sebessége is szabályozható.



LÉGNYOMÁS

A felfújódó és elernyedő légpárnák pumpáló mozgásként hatnak, amik természetes izomreflexeket váltanak ki. Különösen jótékony hatása van ennek a vádli- és lábrészen.



L-FORMA

Egy mélyen ható, teljes testmasszázs, a nyaktól egészen a fenéig.



S-VONAL

Ezen automata program során elsősorban a testközeli masszázsfekék masszírozzák a teljes hátat egészen a fenéig. Az S formájú mechanikát a gerincoszlop természetes anatómiája alapján mintázták.



HELYTAKARÉKOS

A fekvő helyzet elérése érdekében a masszázsfotel előre mozog, így csak egy nagyon kicsi faltávolságra van szükség. Helytakarékos és komfortos!



SÚLYTALANSÁG POZÍCIÓ

Ön egy, az űrhajósok számára kifejlesztett „súlytalanság érzeti” pozícióba kerül.



AUTOMATIKA

A 7 speciálisan kifejlesztett, teljes testre ható, automata program a különböző masszázs technikák széles palettáját kínálja. Ezeknél választhatóan bekapcsolható a melegítő funkció is.



HÁT TERÜLETE

Egy egyedileg, minden testméretre használható masszázsterület.



ÁLLÍTHATÓ LÁBTÁMASZ

A lábtámaszt meg lehet hosszabbítani, így minden testméretre egyedileg használható.



FEKVŐ POZÍCIÓ

A hátrész és a lábrész állíthatósága a test személyre szabott, legkellemesebb pozícióját teszi lehetővé.



LÉGPÁRNÁK TERÜLETEI

3 területen dolgozik a légpárnás masszázs: teljes testfelület, kezek és lábal, alsó testrészt.



PONTSZERŰ BEÁLLÍTÁS

A masszázsfekék pontszerű beállítással tudnak masszírozni.



SEBESSÉG

A masszázs sebessége szabályozható.



SZÉLESSÉG

A masszázsfekék egymástól való távolsága szabályozható (szűk, közepes, széles).



AKUPRESSZÚRÁS PONTOK

A meghatározó akupresszúra pontokat (a combon, vádlikon és a bokán) masszírozza.



ZENE

A zene funkcióval még inkább ellazulni és élvezni a masszázst.



BLUETOOTH

Kábel nélküli adatátvitel.



BEÁLLÍTHATÓ PÁRNA

Szükség esetén helyezhető a dupla párna a tarkó- és a vállmasszázs intenzitásának csökkentésére.



LEVEGŐ INTENZITÁSA

Az airbag masszázs intenzitása beállítható.



MASSZÍROZÓ KEZEK ÉRZET

A speciálisan kifejlesztett masszázsfekék a masször kezének mozgását utánozzák. Legfeljebb 41 fokos szögben akár 6,5 cm távolságra is ki tudnak nyúlni, és a kezekhez hasonló módon, hatékonyan masszírozni tudják a nyak-, a hát- és az ágyékcsigolyákat.

HILTON III



A kikapcsolódás következő generációja –

Hilton III a Casadától

Megnyerő, klasszikus vonalvezetésével a Hilton III a Casada masszázsfotel család elegáns dizájn hagyományaira épít. PU bőrből és kiváló minőségű szövetből álló egyedi anyagkombinációjával minden lakótéri környezetet kihangsúlyoz és élénkít. A stabil konstrukció tényleg minden testméretnek helyet ad és éppúgy a biztonság érzetét kelti, mint ahogy kiemelkedő komfortot kínál. Az áttekinthetően kialakított távirányító a bevált masszázstech-

nikák és programok érthető használhatóságát tükrözi vissza. A hívogatóan nagyvonalú és puha párnázat a Hilton III-at az Ön egészen személyes üdülőhelyévé teszi.

Az aktuális braintronics® applikáció a kikapcsolódás teljes egészét végtelenül egyszerűvé teszi. Álmodja magát a mindennapok nyugtalanságából a jövőbe és hagyja a testét és a szellemét ellazulni.



MODERN KLASSZIKUS MEGBÍZHATÓ FUNKCIONALITÁSSAL



További fejhallgató is rendelkezésre áll


braintronics®
brainwave
stimulation system
BRAINTRONICS



TECHNIKAI ADATOK

Méreték álló helyzetben	80 x 116 x 140 cm
Méreték fekvő helyzetben	80 x 88 x 173 cm
Súly	86 kg
Feszültség	220-240 V ~ 50/60 Hz
Névleges teljesítmény	max. 230 W
Üzemidő	15 perc
braintronics®	21 perc
Tanúsítványok	   


ELÉRHETŐ SZÍNKOMBINÁCIÓK



Az ülőrész szélessége 53 cm | A vállrész szélessége (belül) 60 cm



Casada International GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn | Germany
www.casada.com



braintronics®

brainwave stimulation system

Az emberi agy egy komplex szerv – számtalan idegsejtből áll, amiket neuronoknak is neveznek. Minden sejt folyamatosan apró elektronikus impulzusokat bocsát ki. Minden gondolatot, minden hangot és minden benyomást, mindent az apró elektronikus impulzusok közvetítenek; ez úgy mond az agy nyelve. Ezen impulzusok összessége grafikusán megjelenítve egy hullám formát eredményez. Ezeket a hullámokat nevezzük agyhullámoknak.

A braintronics® audiostreamuláció, a vezetett meditáció és a jótévő masszázs kombinációja az agyban az agyhullámok stimulációján keresztül különböző nyugalmi állapotok elérését teszi lehetővé. Teljesen mindegy, hogy Ön tartósan jobban koncentrálni, pihenni vagy magát kényeztetni akarja – a Casada család masszázsfoteleivel minden lehetséges.





HILTON III