


HILTON III

МАССАЖНОЕ КРЕСЛО

< timetorelax



 **braintronics**[®]
brainwave stimulation system

TM
CASADA
healthcare

ОСОБЕННОСТИ



BRAINTRONICS

Ритмичные звуки одной из восьми специальных программ Braintronics, на 21 мину ту погружают в медитацию (альфа-состояние). Такое расслабление восстанавливает силы не хуже чем 2 часа сна.



ШИАЦУ

Шиatsu (надавливание пальцами) – это разработанная в Японии техника лечения тела. Массаж состоит из мягких ритмичных глубоко проникающих растяжений и поворотов. Целью шиatsu является стимулирование отдельных точек на теле и обеспечение подвижности мышц.



МАССАЖ 2D

Массажное кресло оснащается интеллектуальным механизмом массажа 2D. Это позволяет массажному креслу измерять вашу спину для определения более точной позиции отделов позвоночника.



РАЗМИНАНИЕ

Кожа и мышцы разминаются либо между большим и указательным пальцами, либо между обеими руками. Эта техника массажа чаще всего применяется для снятия напряжения.



ЙОГА

Целенаправленный растягивающий массаж активизирует Ваше тело и обладает оживляющим воздействием на весь организм.



ПОКОЛАЧИВАНИЕ

При поколачивании производят короткие постукивающие движения при помощи ребра ладони, кулака или ладони. Это стимулирует приток крови к коже и расслабляет напряженные мышцы. Если применять технику поколачивания на уровне груди, то это способствует растворению слизи в легких.



ПОСТЕПЕННОЕ РАЗМИНАНИЕ (DUAL ACTION)

Действенное сочетание разминания и поколачивания.



РОЛИКОВЫЙ МАССАЖ

РОЛЛИНГ – это приятное попеременное напряжение и расслабление мышц, он обладает особым успокаивающим и расслабляющим действием. Эта техника часто применяется при завершении массажа для расслабления мышц и релаксации.



ПРОГРЕВ

Проникающее внутрь и распространяющее тепловое воздействие позволяет превосходно расслабиться. Благодаря глубокому проникновению тепла, эта функция особенно благотворно влияет на напряженные мышцы.



МАССАЖ СТОП

Массаж стоп класса люкс – скорость движения массажных роликов можно отрегулировать.



СЖАТИЕ ВОЗДУХА

Надутые и сдутые воздушные подушки совершают накачивающие движения, которые вызывают естественные сокращения мышц. Благотворно влияет также на область икр и стоп.



ФОРМА МАССАЖНОЙ КАРЕТКИ

В данном массажном кресле проводится глубокий массаж всего тела от шеи до ягодиц.



S-LINE

В процессе данной автоматической программы массажные головки, особенно близко прилегающие к телу, массируют всю спину целиком до области ягодиц. S-образная конструкция направляющей создана на основе естественной анатомии позвоночника.



ZERO SPACE-ЭКОНОМИЯ ПРОСТРАНСТВА

В положении массажное кресло передвигается вперед, и поэтому нужно только 5 см до стены позади. Экономия пространства и удобство!



НУЛЕВАЯ ГРАВИТАЦИЯ

Вы примите положение, знакомое космонавтам как ощущение невесомости.



АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

7 специально разработанные автоматические программы для всего тела, которые предусматривают широкий диапазон массажных техник. Кроме того, можно включить функцию прогрева, при желании.



МАССАЖ ЗОНЫ СПИНЫ

Удобно и применимо к области массажа любого размера.



РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОДСТАВКА ДЛЯ СТОП

Подставку для стоп можно удлинять, поэтому ее можно приспособить к разным размерам тела.



РЕГУЛИРУЕМАЯ СПИНКА И ПОДСТАВКА ДЛЯ СТУПНЕЙ

Возможность регулировки спинки и подставки для ступней делает выбор положения тела еще более удобным.



ЗОНА КОМПРЕССИОННОГО МАССАЖА

Три зоны компрессионного массажа (Все тело / руки / ноги).



СВЕТИЛЬНИК-ПРОЖЕКТОР

Массажные ролики могут проводить массаж в конкретной точке тела.



СКОРОСТЬ

Регулируемая скорость массажа.



ШИРИНА

Расстояние между массажными роликами можно регулировать (узкий, средний и широкий).



АКУПУНКТУРНЫЕ ТОЧКИ

Массаж важнейших акупунктурных точек (на бедрах, икрах и лодыжках).



МУЗЫКА

Функция музыки для дополнительного расслабления и наслаждения.



BLUETOOTH

Беспроводная передача данных.



РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОДУШКА

Массажные ролики могут быть перемещены вверх или вниз в любую позицию в области плеч и шеи.



ИНТЕНСИВНОСТЬ КОМПРЕССИОННОГО МАССАЖА

Регулируемая интенсивность компрессионного массажа.



ОЩУЩЕНИЕ МАССАЖА ВРУЧНУЮ

При выборе этой настройки специально разработанные массажные головки имитируют движение рук массажиста. Они могут выдвигаться на 6,5 см с максимальным углом в 41 градус и способны массажировать шейные, грудные и поясничные позвонки с эффективностью рук.

HILTON III



Следующее поколение расслабления –

HILTON III Casada

Hilton III продолжает традицию элегантных кресел семейства Casada – сложная классика. Материал обшивки - эко-кожа в сочетании с высококачественным текстилем украсит и оживит любой интерьер. Благодаря прочной конструкции и широкому мягкому сиденью Hilton III подойдёт даже для

больших людей и обеспечит комфорт и безопасность. Аккуратный и удобный пульт управления отражает простоту использования креслом. На нём отображены проверенные массажные техники и автоматические программы. Hilton III – ваше личное место для отдыха.




СОВРЕМЕННАЯ КЛАССИКА И НАДЕЖНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры в сложенном состоянии	80 x 116 x 140 см
Размеры в разложенном состоянии	80 x 88 x 173 см
Вес	86 kg
Напряжение	220-240 V ~ 50/60 Гц
Максимальная мощность	max. 230 Вт
Длительность программы	15 минут
braintronics®	21 минута
Сертификаты	

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА



Ширина сиденья 53 см | Ширина области плеч (внутренняя) 60 см



Casada International GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn | Germany
www.casada.com



braintronics®

brainwave stimulation system

Человеческий мозг – сложный орган, состоящий из миллионов маленьких нервных клеток (нейронов). Каждая клетка постоянно излучает маленькие электрические импульсы. Каждая мысль, каждый звук и каждое впечатление, всё передаётся и связывается через эти маленькие электрические импульсы.

Электричество – это, так сказать, язык мозга. Сумма этих импульсов может быть зарегистрирована и записана на диаграмму, например с использованием электроэнцефалограммы. Записанная на графике электрическая активность, которая выглядит как волны, называется мозговыми волнами.

С braintronics®, комбинируя аудио стимуляцию и направленную медитацию с расслабляющим массажем, можно воздействовать на эти мозговые волны, достигая различных состояний расслабления в мозгу. Будь то ваше желание повысить концентрацию или просто расслабиться и побаловать себя – всё возможно с массажным креслом семейства Casada.



